


抗Mbd3モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O95983

商品番号: CM0006208



前書き

ヒトMBD3を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、IHC-P（パラフィン包埋組織免疫染色）、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのMBD3を認識し、クロマチンリモデリングや遺伝子サイレンシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBD3 ウサギmAb
別名	MBD3; メチルCpG結合ドメインタンパク質3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	53615
GeneID	53615
免疫原	ヒトMBD3（O95983）のアミノ酸1-100番領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95983
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包