


抗Mbd3ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O95983

商品番号: CM0022246



前書き

ヒトMBD3に対するウサギポリクローナル抗体。MBD3はクロマチンリモデリングおよび転写抑制を行うNuRD複合体の構成因子です。WBおよびELISAに適しており、マウスと交差反応します。予測分子量は33 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBD3 Rabbit pAb
備考/別名	MBD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	53615
遺伝子ID	53615
免疫原	ヒトMBD3の1-255アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_001268383.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95983
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスパック