


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mbl2ポリクローナル抗体 - P11226

商品番号: CM0025177



前書き

ヒトMBL2（マンノース結合レクチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。自然免疫研究におけるレクチン補体経路の研究に最適です。 - P11226

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBL2 Rabbit pAb
備考/別名	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLECI; HSMBPC; MBL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4153
遺伝子ID	4153
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMBL2 (NP_000233.1) のアミノ酸21-248に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11226
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋