

WbおよびElisa用抗Mbnl1ポリクローナル抗体 - Q9Nr56

商品番号: CM0026895



前書き

ヒトMBNL1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。筋肉および心臓生物学における選択的スプライシング制御の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBNL1 Rabbit pAb
備考/別名	EXP; MBNL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4154
遺伝子ID	4154
免疫原	ヒトMBNL1 (NP_997176.1) のアミノ酸280-380内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9NR56
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋