

Anti-Mbnl1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

商品番号: CM0004273



前書き

WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでヒト特異性を持つ検証済みの高品質MBNL1ウサギモノクローナル抗体。筋肉盲様タンパク質1 (muscleblind-like protein

1) による選択的スプライシング制御に関する研究（心筋トロポニンTおよびインスリン受容体pre-mRNAプロセッシングを含む）に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBNL1 Rabbit mAb
備考/別名	EXP; MBNL; MBNL1
種	ヒト
遺伝子ID	4154
免疫原	ヒトMBNL1（Q9NR56）のアミノ酸289-388内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR56
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパッグ