

## 抗Mbnl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Nr56

商品番号: CM0030804



## 前書き

ヒトMBNL1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。選択的スプライシングや筋肉生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | MBNL1 Rabbit pAb                                      |
| 備考 / 別名     | EXP; MBNL; MBNL1                                      |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 4154                                                  |
| GeneID      | 4154                                                  |
| 免疫原         | ヒトMBNL1 (NP_997176.1) のアミノ酸1〜382番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q9NR56                                                |
| タンパク質分子量    | 42kDa                                                 |
| 輸送方法        | 氷袋                                                    |