

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mbtps1ポリクローナル抗体 - Q14703

商品番号: CM0023050



### 前書き

ヒトMBTPS1 (S1P/SKI-1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。コレステロール代謝、小胞体ストレス、リソソーム生合成、ミトコンドリア機能の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | MBTPS1 ウサギpAb                                             |
| 備考/別名       | S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1                          |
| 対象種         | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 8720                                                      |
| GeneID      | 8720                                                      |
| 免疫原         | ヒトMBTPS1 (NP_003782.1) のアミノ酸803～1052番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                    |
| SWISS       | Q14703                                                    |
| タンパク質分子量    | 118kDa                                                    |
| 輸送方法        | 氷袋                                                        |