

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mbtps1 ウサギモノクローナル抗体 - Q14703

商品番号: CM0004363



前書き

ヒトMBTPS1

(S1P/PCSK8)に対するウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。SREBP切断、リソソーム生合成、ERストレス経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBTPS1 ウサギ PolymAb®
備考/別名	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8720
遺伝子ID	8720
免疫原	ヒトMBTPS1 (NP_003782.1)のアミノ酸953-1052に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14703
タンパク質分子量	118kDa
輸送	保冷バッグ