


抗Mc1受容体モノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q01726

商品番号: CM0002968



前書き

ヒトMC1受容体（MSH-R）に対するウサギモノクローナル抗体（WBおよびELISA用）。マウスおよびラットと交差反応性あり。メラノコルチンシグナル伝達および色素沈着の研究用にバリデーション済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MC1受容体 ウサギmAb
備考/別名	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4157
GeneID	4157
免疫原	ヒトMC1受容体 (Q01726) の1-100アミノ酸に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01726
タンパク質重量	35kDa
配送	アイスバッグ