


WbおよびElisa用抗Mc2Rポリクローナル抗体 - Q01718

商品番号: CM0029901



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質MC2Rウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプル内の内在性MC2Rを検出します。副腎皮質機能、コルチゾール放出、およびGPCRシグナル伝達の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MC2R Rabbit pAb
備考/別名	ACTHR; MC2R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4158
GeneID	4158
免疫原	ヒトMC2R (NP_000520.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWSWISS	Q01718
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ