


Wb、Elisa用抗Mc5受容体ウサギモノクローナル抗体 - P33032

商品番号: CM0011347



前書き

WBおよびELISA用のヒトMC5受容体（MC5R、MC-2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達およびメラノコルチン研究に最適です。予測分子量は37 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MC5受容体ウサギmAb
備考／別名	MC2；MC5受容体
種	ヒト
GeneID	4161
免疫原	合成ペプチド：ヒトMC5受容体（P33032）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33032
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ