


WbおよびElisa用抗Mcatウサギポリクローナル抗体 - Q8Ivs2

商品番号: CM0017562



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用MCATウサギpAb；ヒトマロニルCoA-アシルキャリアタンパク質トランスアシラーゼ（ミトコンドリア）を標的とし、43kDaの組換え免疫原を使用。脂肪酸生合成およびミトコンドリア生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCATウサギpAb
備考／別名	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27349
GeneID	27349
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMCAT（NP_775738.3）のアミノ酸191～390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IVS2
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ