


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Mccc1 ポリクローナル抗体 - Q96Rq3

商品番号: CM0014812



前書き

このウサギポリクローナル抗体はヒトMCCC1を標的とし、WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があり、ロイシン代謝および関連疾患の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCCC1 ウサギ pAb
備考/別名	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56922
免疫原	ヒトMCCC1 (NP_064551.3) のアミノ酸640-725に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RQ3
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ