


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mccc2ポリクローナル抗体 - Q9Hcc0

商品番号: CM0017390



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのMCCC2（MCCB）に対するウサギポリクローナル抗体。ロイシン異化におけるメチルクロトノイルCoAカルボキシラーゼの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCCC2ウサギpAb
備考／別名	MCCB ; MCCCbeta ; MCCC2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64087
GeneID	64087
免疫原	ヒトMCCC2（NP_071415.1）の284～563番アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCC0
タンパク質重量	61 kDa
輸送	保冷剤