


抗Mccc2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Hcc0

商品番号: CM0025965



前書き

MCCC2 (MCCB)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ロイシン異化およびミトコンドリアカルボキシラーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCCC2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64087
免疫原	ヒトMCCC2の284-563アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_071415.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCC0
タンパク質重量	61kDa
配送	アイスパック