

Wb、Elisa用 Anti-Mcee ラビットポリクローナル抗体 - Q96Pe7

商品番号: CM0018346



前書き

ヒトMCEE（メチルマロニルCoAエピメラーゼ、ミトコンドリア）に対するラビットポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。プロピオニルCoA代謝の研究用途に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCEE Rabbit pAb
備考/別名	MCE; MMCE; GLOD2; MCEE
種	ヒト
遺伝子ID	84693
免疫原	ヒトMCEE (NP_115990.3) のアミノ酸1-176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96PE7
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋