

WbおよびElisa用抗Mchr1ポリクローナル抗体 - Q99705

商品番号: CM0021737



前書き

WBおよびELISA用ウサギ抗MCHR1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。MCHR1は、摂食、エネルギー平衡、および睡眠を調節するGPCRです。神経科学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCHR1 Rabbit pAb
備考/別名	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2847
GeneID	2847
免疫原	ヒトMCHR1 (NP_005288.3) のアミノ酸1-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99705
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ