

Anti-Mcl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q07820

商品番号: CM0023569



前書き

ウェスタンブロット用ヒトMCL1 (Mcl-1、Bcl2-L-3) 標準ウサギポリクローナル抗体。すべてのアイソフォームを検出；アポトーシス調節に関与。アミノ酸100-200領域内のペプチド免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCL1 Rabbit pAb
備考/別名	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4170
GeneID	4170
免疫原	ヒトMCL1 (NP_068779.1) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	Q07820
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋