

WbおよびElisa用 Anti-Mcm10 ウサギポリクローナル抗体 - Q7L590

商品番号: CM0024859

前書き

ヒトMCM10（DNA複製開始因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応性があります。複製ストレスとゲノム安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM10 ウサギ pAb
備考/別名	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
種	ヒト
GeneID	55388
免疫原	組換えタンパク質：ヒトMCM10 (NP_877428.1) のアミノ酸616-875に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7L590
タンパク質分子量	98kDa
輸送	氷袋