


抗Mcm2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P49736

商品番号: CM0002601



前書き

ヒトMCM2を標的とするウサギモノクローナル抗体で、Western blot、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、DNA複製や細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM2 ウサギmAb
別名	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
対象種	ヒト
GeneID	4171
免疫原	合成ペプチド ヒトMCM2（P49736）のアミノ酸1～100番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49736
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	保冷剤