


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Mcm3

ウサギモノクローナル抗体 - P25205

商品番号: CM0003123



前書き

ヒトMCM3 (P25205)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC、IF、IP、ELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。DNA複製や細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM3 ウサギ mAb
備考/別名	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4172
GeneID	4172
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25205
タンパク質分子量	91kDa
配送	保冷バッグ