


Anti-Mcm3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P25205

商品番号: CM0013573



前書き

ヒトMCM3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IP、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、
ラットと交差反応します。DNA複製および細胞周期の
研究に適しています。UniProt: P25205。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM3 Rabbit pAb
備考/別名	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4172
GeneID	4172
免疫原	ヒトMCM3 (NP_002379.2) のアミノ酸1-295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25205
タンパク質分子量	91kDa
配送	氷袋