


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Mcm5ウサギポリクローナル抗体 - P33992

商品番号: CM0025689



前書き

DNA複製ライセンス因子MCM5（CDC46）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期およびDNA複製研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM5 ウサギ pAb
備考／別名	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4174
免疫原	ヒトMCM5（NP_006730.2）のアミノ酸1-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33992
タンパク質分子量	82kDa
輸送方法	保冷剤