


Anti-Mcm5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

商品番号: CM0014895



前書き

ヒトMCM5を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMCM5と反応します。DNA複製および細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MCM5 Rabbit pAb
備考/別名	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4174
GeneID	4174
免疫原	ヒトMCM5 (NP_006730.2) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33992
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋