


Wb、Elisa用 抗Mcm6ウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み） - Q14566

商品番号: CM0002825



前書き

WBおよびELISA用、KD検証済みの抗MCM6ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスMCM6（Q14566）を検出します。MCM6は、CMGヘリカーゼ複合体における重要なDNA複製ライセンス因子であり、細胞周期ごとに1回の複製を保證します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MCM6ウサギmAb
備考/別名	Mis5; P105MCM; MCG40308; [KO/KD検証済み] MCM6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4175
免疫原	ヒトMCM6 (NP_005906.2) のアミノ酸601-821に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14566
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋