


抗Mcm6ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q14566

商品番号: CM0020505



前書き

ヒトMCM6に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、DNA複製および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM6 Rabbit pAb
備考/別名	Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4175
免疫原	ヒトMCM6（NP_005906.2）のアミノ酸562～821に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14566
タンパク質分子量	93kDa
配送方法	保冷剤