


抗Mcm7ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P33993

商品番号: CM0003060



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みの抗MCM7ウサギモノクローナル抗体です。DNA複製に必要なMCM2-7複製ヘリカーゼのサブユニットであるヒトMCM7を認識します。細胞周期および複製研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM7 ウサギmAb
別名	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4176
遺伝子ID	4176
免疫原	ヒトMCM7 (P33993) のアミノ酸600〜700番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P33993
タンパク質分子量	81kDa
発送方法	保冷剤