


Wb、Elisa用 Anti-Mcmbp ポリクローナル抗体 - Q9Bte3

商品番号: CM0030999



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-MCMBPウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応。DNA複製と姉妹染色分体接着の主要な調節因子であるミニクロモソームメンテナン스複合体結合タンパク質を標的とします。細胞周期およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCMBP ウサギ pAb
備考/別名	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
種	ヒト
遺伝子ID	79892
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMCMBP (NP_079110.1)のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BTE3
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ