


Anti-Mcoln2 (Trpml2) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q8Izk6

商品番号: CM0018787



前書き

ヒトMCOLN2 (TRPML2)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。リソソームイオンチャネル機能、膜輸送、免疫の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCOLN2 ウサギ pAb
備考/別名	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	255231
遺伝子ID	255231
免疫原	ヒトMCOLN2 (NP_694991.2) のアミノ酸90-275に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IZK6
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ