


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mct1/Slc16A1 ポリクローナル抗体 - P53985

商品番号: CM0025699



前書き

ヒトMCT1/SLC16A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。モノカルボン酸輸送と代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCT1/SLC16A1 Rabbit pAb
備考/別名	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6566
GeneID	6566
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMCT1 (NP_003042.3) のアミノ酸190-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53985
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋