

抗Mct4/Slc16A3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O15427

商品番号: CM0014117

前書き

モノカルボン酸トランスポーターであるMCT4/SLC16A3を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。乳酸輸送および代謝研究の用途でご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCT4/SLC16A3 ウサギpAb
別名	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9123
GeneID	9123
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトMCT4/SLC16A3（NP_004198.1）のアミノ酸410-465番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15427
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤