

抗Mcuモノクローナル抗体（Ko検証済）Wb、Elisa用途 - Q8Ne86

商品番号: CM0003439

前書き

ヒトMCUに対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのMCU（40 kDa）を認識します。ミトコンドリアのカルシウム取り込みや細胞生理学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] MCU ウサギmAb
備考/別名	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	90550
GeneID	90550
免疫原	ヒトMCU（NP_612366.1）のアミノ酸51～170番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NE86
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋