

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mcuポリクローナル抗体 - Q8Ne86

商品番号: CM0020063



前書き

ヒトミトコンドリアカルシウムユニポーターMCUを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアカルシウムシグナル伝達および細胞生体エネルギー学の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCU Rabbit pAb
備考/別名	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90550
遺伝子ID	90550
免疫原	ヒトMCU (NP_612366.1) のアミノ酸51-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NE86
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋