


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Mda5 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byx4

商品番号: CM0018852



前書き

ヒトMDA5 (IFIH1)

に対するウサギポリクローナル抗体。MDA5はウイルスRNAの細胞質センサーであり、抗ウイルス自然免疫の活性化因子です。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDA5 ウサギ pAb
備考/別名	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; インターフェロン誘導性ヘリカーゼCドメイン1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64135
GeneID	64135
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q9BYX4
タンパク質分子量	25 kDa/117 kDa
輸送	保冷バッグ