


Anti-Mdc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q14676

商品番号: CM0028405



前書き

ヒトMDC1 (NFBD1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。MDC1は γ H2AXに結合する重要なDNA損傷チェックポイントタンパク質です。WB, IHC-P, IF/ICC, ELISAで検証済み。DNA修復および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDC1 Rabbit pAb
備考/別名	NFBD1; MDC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9656
GeneID	9656
免疫原	ヒトMDC1 (NP_055456.2) のアミノ酸1-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14676
タンパク質分子量	227kDa
配送	アيسバッグ