

WbおよびElisa用抗Mdh1ポリクローナル抗体 - P40925

商品番号: CM0028077



前書き

組換えヒトMDH1（1-334

aa）ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのW

BおよびELISAで実証済み。リンゴ酸-

アスパラギン酸シャトルおよびTCAサイクルにおける

細胞質リンゴ酸脱水素酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDH1 ウサギpAb
備考/別名	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4190
GeneID	4190
免疫原	ヒトMDH1 (NP_005908.1) のアミノ酸1-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40925
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤