

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mdh2ウサギモノクローナル抗体 - P40926

商品番号: CM0003133



前書き

ヒトMDH2を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットMDH2と交差反応します。ミトコンドリア代謝および神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDH2ウサギmAb
備考/別名	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4191
GeneID	4191
免疫原	ヒトMDH2 (P40926) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40926
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ