

Ihc-PおよびElisa用抗Mdm2ラビットモノクローナル抗体 - Q00987

商品番号: CM0004384



前書き

ヒトMDM2に対するラビットモノクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。合成ペプチド免疫原はN末端領域（アミノ酸101-200）を標的とします。p53ユビキチン化およびがんにおける発がん性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDM2 Rabbit mAb
備考/別名	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4193
免疫原	ヒトMDM2 (NP_001354919.1) のアミノ酸101-200に相当する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00987
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ