

Wb・Elisa用 抗Mdm2 ウサギポリクローナル抗体 - Q00987

商品番号: CM0016011



前書き

ヒトMDM2(HDM2)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのMDM2を検出します。p53ユビキチン化および癌研究に最適です。 - Q00987

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDM2 Rabbit pAb
別名	HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4193
遺伝子ID	4193
免疫原	ヒトMDM2 (NP_001354919.1) のアミノ酸200-430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00987
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	氷袋