

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mdm2 ウサギポリクローナル抗体 - Q00987

商品番号: CM0017174



前書き

ヒトMDM2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスMDM2（55kDa）を検出します。E3ユビキチンリガーゼであり、p53の主要な調節因子であるこの抗体は、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDM2 ウサギ pAb
備考/別名	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4193
遺伝子ID	4193
免疫原	ヒトMDM2 (NP_001354919.1) のアミノ酸231-330に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00987
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ