


抗Me1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa） - P48163

商品番号: CM0027785



前書き

ヒトME1（NADP依存性リンゴ酸酵素）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。約64 kDaの位置にバンドを検出します。代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ME1 ウサギpAb
備考/別名	MES; HUMNDME; ME1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4199
遺伝子ID	4199
免疫原	ヒトME1（NP_002386.1）のアミノ酸1～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48163
タンパク質分子量	64kDa
配送方法	保冷剤