


Wb、Elisa用抗Me2ポリクローナル抗体 - P23368

商品番号: CM0025407



前書き

ヒトミトコンドリアNAD依存性リンゴ酸脱水素酵素（ME2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。免疫原はアミノ酸220-479に相当します。ミトコンドリア代謝および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ME2 Rabbit pAb
備考/別名	ODSI; ME2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4200
GeneID	4200
免疫原	ヒトME2 (NP_001161807.1) のアミノ酸220-479に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23368
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック