

Anti-Meaf6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Haf1

商品番号: CM0013106

前書き

MEAF6 (CENP-28, EAF6)

対応の高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。標的分子量22 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEAF6 Rabbit pAb
備考/別名	EAF6; CENP-28; Clorf149; NY-SAR-91; MEAF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64769
GeneID	64769
免疫原	ヒトMEAF6 (NP_001257804.1) のアミノ酸1-191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HAF1
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ