

Mecomに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q03112 / Q13465

商品番号: CM0025582



前書き

MECOM

(EVI1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに対応しています。ヒトおよびラットで検証済みです。転写調節、ヒストンメチル化、白血病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MECOM Rabbit pAb
別名	EVI1; MDS1; KMT8E; PRDM3; RUSAT2; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MECOM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2122
遺伝子ID	2122
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトMECOM (NP_004982.2)のアミノ酸1-190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q03112/Q13465
タンパク質分子量	18kDa/117kDa/118kDa/125kDa/139kDa
輸送方法	氷袋