

Wb、Elisa用 抗Mecp2 ポリクローナル抗体 - P51608

商品番号: CM0027033



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗MECP2ウサギポリクローナル抗体（P51608）。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。クロマチン生物学、DNAメチル化、神経発達障害研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MECP2 ウサギ pAb
備考/別名	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4204
GeneID	4204
免疫原	ヒトMECP2（NP_004983.1）のアミノ酸387-486に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51608
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷剤（氷袋）