

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mecp2ポリクローナル抗体 - P51608

商品番号: CM0014113



前書き

ウサギ由来メチルCpG結合タンパク質2（MECP2）に対するポリクローナル抗体です。WBにおいて約52kDaのバンドを検出します。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。転写抑制およびDNAメチル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MECP2 Rabbit pAb
別名	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4204
GeneID	4204
免疫原	ヒトMECP2（NP_004983.1）のアミノ酸配列387～486番の領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51608
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷剤