

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mecr ウサギモノクローナル抗体 - Q9Bv79

商品番号: CM0008276



前書き

ヒトMECRに対する組換えウサギモノクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア脂肪酸合成および鉄恒常性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MECR ウサギ mAb
備考/別名	ETRI; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51102
GeneID	51102
免疫原	ヒトMECR(NP_057095.4)のアミノ酸54-373内の配列に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV79
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ