

Wb、Elisa用 抗Med1ウサギポリクローナル抗体 - Q15648

商品番号: CM0022941



前書き

ヒトMED1（Mediator複合体サブユニット1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。RNAポリメラーゼII転写共活性化および核内受容体シグナル伝達経路の研究に適しています。ヒトとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED1 ウサギ pAb
備考/別名	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5469
遺伝子ID	5469
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMED1 (NP_004765.2)のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15648
タンパク質分子量	168kDa
発送	保冷バッグ