


Wb、Elisa用 Anti-Med17 ポリクローナル抗体 - Q9Nvc6

商品番号: CM0029515



前書き

MED17に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。メディエーター複合体およびRNAポリメラーゼII転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED17 ウサギ pAb
備考/別名	SRB4; CRSP6; CRSP77; DRIP80; TRAP80; MED17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9440
GeneID	9440
免疫原	ヒトMED17 (NP_004259.3) のアミノ酸250-460に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVC6
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ