


Anti-Med18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bue0

商品番号: CM0014543



前書き

このウサギポリクローナル抗MED18抗体はWBおよびELISAで検証されており、RNAポリメラーゼII転写に不可欠なメディエーター複合体サブユニットであるヒトおよびマウスのMED18を検出します。転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED18 Rabbit pAb
備考/別名	SRB5; p28b; MED18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54797
GeneID	54797
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BUE0
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋